


Phospho-Brd4-T249 Rabbit Pab Pour Wb - O60885

Numéro d'article: CM0001199



Introduction

Le Phospho-BRD4-T249 Rabbit pAb détecte la BRD4 phosphorylée au niveau de la Thr249. Validé pour le WB sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la mémoire épigénétique et la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-BRD4-T249 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; Phospho-BRD4-T249
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	23476
ID de gène	23476
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide phosphorylé synthétique autour de la T249 de la BRD4 humaine (NP_490597.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60885
Poids de la protéine	152kDa
Expédition	Sac de glace