


Phospho-C-Abl-Y412 Rabbit Pab - P00519

Numéro d'article: CM0000491



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique du phosphate détectant la c-Abl phosphorylée en Y412. Convient pour IHC-P et ELISA, avec réactivité croisée pour l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation de la kinase ABL1, de l'apoptose et de la dynamique du cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-c-Abl-Y412 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ABL; JTK7; p150; c-ABL; v-abl; CHDSKM; c-ABL1; BCR-ABL; bcr/abl; Phospho-c-Abl-Y412
Espèce	Humain
GeneID (humain)	25
GeneID	25
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y412 de l'ABL1 humaine (NP_009297.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P00519
Poids de la protéine	123kDa
Expédition	Sac de glace