


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti Phospho-C-Abl-Y412 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P00519

Numéro d'article: CM0000426



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de la phospho-c-Abl (Y412) pour utilisation en WB, IHC-P et ELISA. Détecte la phosphorylation de c-Abl dans des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche sur le cancer, la signalisation des kinases et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti Phospho-c-Abl-Y412
Remarques/Alias	ABL ; JTK7 ; p150 ; c-ABL ; v-abl ; CHDSKM ; c-ABL1 ; BCR-ABL ; bcr/abl ; Phospho-c-Abl-Y412
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	25
GeneID	25
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide phosphorylé synthétique autour de Y412 de l'ABL1 humain (NP_005148.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P00519
Poids moléculaire de la protéine	123 kDa
Expédition	Sac de glace