


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-C-Jun-S243 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P05412

Numéro d'article: CM0000599



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-Phospho-c-Jun-S243 détecte la protéine c-Jun phosphorylée sur la sérine 243 chez l'homme, la souris et le rat. Validé pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA, cet anticorps soutient la recherche sur le complexe de transcription AP-1 et la signalisation du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-Phospho-c-Jun-S243
Remarques/Alias	AP1 ; p39 ; AP-1 ; cJUN ; c-Jun ; Phospho-c-Jun-S243
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3725
Identifiant du gène	3725
Immunogène	Peptide synthétique / Un peptide synthétique phosphorylé autour de S243 de la protéine Jun humaine (NP_002219.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05412
Poids moléculaire de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac de glace