


Pab De Lapin Phospho-C-Jun-S63 Pour Wb Et Elisa - P05412

Numéro d'article: CM0000877



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant c-Jun phosphorylé au niveau du Ser63. Validé pour Western blot et ELISA, réagit de manière croisée avec l'homme et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation du facteur de transcription AP-1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Phospho-c-Jun-S63 de lapin
Remarques / Alias	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Phospho-c-Jun-S63
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3725
GeneID	3725
Immunogène	Peptide synthétique : Peptide phosphorylé synthétique autour de S63 du c-Jun humain (NP_002219.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P05412
Poids de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac de glace