


Phospho-C-Jun-S63 Lapin Pab - P05412

Numéro d'article: CM0001709



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin Phospho-c-Jun-S63 détecte le c-Jun phosphorylé sur Ser63 chez l'homme, la souris et le rat. Convient pour WB, IHC-P, ELISA dans la recherche sur la transcription et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-c-Jun-S63 Lapin pAb
Remarques/Alias	AP1 ; p39 ; AP-1 ; cJUN ; c-Jun ; Phospho-c-Jun-S63
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3725
GeneID	3725
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de S63 du Jun humain (NP_002219.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05412
Poids protéique	36 kDa
Expédition	Sac de glace