


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti Phospho-C-Jun-S73 - P05412

Numéro d'article: CM0001691



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la c-Jun phosphorylée sur la Sérine 73, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la signalisation du facteur de transcription AP-1 dans le cancer et les réponses immunitaires.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | Phospho-c-Jun-S73 Lapin pAb                                                                                          |
| Remarques/Alias    | AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Phospho-c-Jun-S73                                                                       |
| Espèce             | Humain                                                                                                               |
| GeneID (Humain)    | 3725                                                                                                                 |
| GeneID             | 3725                                                                                                                 |
| Immunogène         | Peptide synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour de la position S73 de la c-Jun humaine (NP_002219.1) |
| Source             | Lapin                                                                                                                |
| Catégorie          | Anticorps phosphorylés                                                                                               |
| Application        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                     |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                  |
| SWISS              | P05412                                                                                                               |
| Poids moléculaire  | 36kDa                                                                                                                |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                         |