


Pab De Lapin Phospho-C-Jun-S73 - P05412

Numéro d'article: CM0001064



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-c-Jun-S73 pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte le c-Jun humain, de souris et de rat phosphorylé au niveau du résidu S73. Matière première IVD pour la recherche sur le cancer et la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin Phospho-c-Jun-S73
Remarques / Alias	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Phospho-c-Jun-S73
Espèce	Humain
GeneID	3725
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour du résidu S73 de c-JUN humain (NP_002219.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05412
Poids de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace