


Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-C-Jun-T91 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05412

Numéro d'article: CM0001220



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant la thréonine 91 du facteur de transcription c-Jun (AP-1, p39). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA ; réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation JNK, de la prolifération cellulaire et de l'oncogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-c-Jun-T91 Rabbit pAb
Remarques / Alias	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Phospho-c-Jun-T91
Espèce	Humain
Identifiant du gène	3725
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour du T91 de la protéine JUN humaine (NP_002219.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05412
Poids de la protéine	36 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant