


Anticorps Monoclonal Lapin Phospho-C-Myc-S62 Pour Wb Et Elisa - P01106

Numéro d'article: CM0001143



Introduction

Anticorps monoclonal lapin Phospho-c-Myc-S62 de haute spécificité, validé pour le Western blotting (WB) et l'ELISA sur échantillons humains et de souris. Idéal pour l'étude de la phosphorylation de c-Myc et de son activité transcriptionnelle. Poids moléculaire ~51 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin Phospho-c-Myc-S62
Remarques / Alias	MRTL ; MYCC ; c-Myc ; bHLHe39 ; Phospho-c-Myc-S62
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4609
GeneID	4609
Immunogène	Peptide synthétique Peptide phosphorylé synthétique correspondant à la région S62 de c-Myc humain (NP_002458.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, ELISA
Réaction croisée	Humain, Souris
SWISS	P01106
Poids de la protéine	51kDa
Expédition	Sac isotherme