


Anticorps Monoclonal De Lapin Phospho-Troponine I Cardiaque (Tnni3)-S23/S24 Pour Ihc-P, Elisa - P19429

Numéro d'article: CM0001792



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin phospho-spécifique ciblant les résidus S23/S24 phosphorylés de la troponine I cardiaque humaine (TNNI3), validé pour IHC-P et ELISA. Détecte la troponine I cardiaque humaine, un régulateur clé de la contraction du muscle cardiaque. Idéal pour les études de biomarqueurs cardiaques et de signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin Phospho-Troponine I cardiaque (TNNI3)-S23/S24
Remarques/Alias	CMH7; RCM1; cTnl; CMD2A; TNNC1; CMD1FF; Phospho-Troponine I cardiaque (TNNI3)-S23/S24
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	7137
Identifiant du gène	7137
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique phosphorylé autour des résidus S23 & S24 de la Troponine I cardiaque humaine (TNNI3) (NP_000354.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P19429
Poids moléculaire de la protéine	24 kDa
Expédition	Sac de glace