

Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Casein Kinase 2 Alpha (Csnk2A1)-T360/S362 Pour Wb Et Elisa - P68400

Numéro d'article: CM0000881



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de CSNK2A1 phosphorylé au niveau T360/S362. Validé pour WB et ELISA, il détecte la Caséine Kinase 2 alpha humaine et de souris. Idéal pour l'étude de la signalisation par kinases, l'apoptose et la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-Casein Kinase 2 alpha (CSNK2A1)-T360/S362 Lapin pAb
Remarques / Alias	CKII; Cka1; Cka2; CK2A1; OCNDS; Phospho-Casein Kinase 2 alpha (CSNK2A1)-T360/S362
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1457
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide phospho-spécifique correspondant aux résidus autour de T360/S362 de la Caséine Kinase 2 alpha humaine (CSNK2A1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P68400
Poids de la protéine	45 kDa
Expédition	Sachet de glace