


Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Cbl-Y700 Pour Wb Et Elisa - P22681

Numéro d'article: CM0000461



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin Phospho-CBL-Y700 détecte la CBL phosphorylée au niveau du Tyr700 dans des échantillons humains, validé pour WB et ELISA. Convient à l'étude de l'ubiquitination, de la signalisation par les RTK et de la biologie des ostéoclastes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-CBL-Y700 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CBL2; NSLL; C-CBL; RNF55; FRA11B; Phospho-CBL-Y700
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	867
ID du gène	867
Immunogène	Peptide synthétique Peptide phosphorylé synthétique autour du résidu Y700 de la protéine CBL humaine (NP_005179.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réaction croisée	Humain
SWISS	P22681
Poids de la protéine	100kDa
Expédition	Sac de glace