


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Cdc6-S54 Pour Wb, Elisa - Q99741

Numéro d'article: CM0001942



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Phospho-Cdc6-S54 (Q99741) validé pour WB, ELISA. Détecte la CDC6 humaine et murine phosphorylée sur la sérine 54. Idéal pour la recherche sur la réplication de l'ADN et les points de contrôle du cycle cellulaire. Matières premières IVD tout-en-un de CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Phospho-Cdc6-S54
Remarques/Alias	CDC18L ; HsCDC6 ; MGOR55 ; HsCDC18 ; Phospho-Cdc6-S54
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	990
GeneID	990
Immunogène	Un peptide synthétique phosphorylé autour de la S54 de la Cdc6 humaine (Q99741).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q99741
Poids moléculaire de la protéine	63 kDa
Expédition	Sac de glace