


Phospho-Cdk1-T14 Mab De Lapin Pour Wb, Elisa - P06493

Numéro d'article: CM0001634



Introduction

Anticorps monoclonal lapin phospho-spécifique ciblant la CDK1 phosphorylée au niveau du Thr14. Validé pour WB et ELISA sur échantillons humains et murins. Détecte une bande d'environ 34 kDa. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire, la mitose et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-CDK1-T14 mAb de lapin
Remarques/Alias	CDC2 ; CDC28A ; P34CDC2 ; Phospho-CDK1-T14
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	983
GeneID	983
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour de T14 de la CDK1 humaine (NP_001777.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P06493
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace