


Phospho-Cdk1-T161 Lapin Pab - P06493

Numéro d'article: CM0001656



Introduction

Le Phospho-CDK1-T161 Lapin pAb détecte spécifiquement le CDK1 phosphorylé en Thr161 dans des échantillons humains, de souris et de rat. Validé pour WB, IP, IF-P, IHC-P et ELISA. Idéal pour les études sur le cycle cellulaire et la mitose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-CDK1-T161 Lapin pAb
Remarques/Alias	CDC2; CDC28A; P34CDC2; Phospho-CDK1-T161
Espèce	Humain
ID de gène	983
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour du T161 du CDK1 humain (NP_001777.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P06493
Poids de la protéine	34kDa
Expédition	Sac de glace