


Anticorps Monoclonal De Lapin Phospho-Cdk1-T161+Cdk2/Cdk3-T160 Pour Wb, Ip, If - P06493

Numéro d'article: CM0000667



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin à haute spécificité reconnaissant le phospho-T161 de CDK1 et le phospho-T160 correspondant de CDK2/CDK3. Validé pour le Western blot, l'immunoprécipitation et l'immunofluorescence sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-CDK1-T161+CDK2/CDK3-T160 mAc Lapin
Remarques/Alias	CDC2; CDC28A; P34CDC2; CDK1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	983
GenelD	983
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour du T161 du CDK1 humain (NP_001777.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, IP, IF-P, IHC-P, DB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P06493
Poids Protéique	34kDa
Expédition	Sac de glace