

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Cdk1-Y15 Pour Wb, Elisa - P06493

Numéro d'article: CM0001140



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Phospho-CDK1-Y15 pour WB, ELISA. Détecte la CDK1 phosphorylée sur Tyr15 dans des échantillons humains. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire, la mitose et les dommages à l'ADN.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détail
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Phospho-CDK1-Y15
Remarques/Alias	CDC2 ; CDC28A ; P34CDC2 ; Phospho-CDK1-Y15
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	983
GeneID	983
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide phosphorylé synthétique autour de Y15 de la CDK1 humaine (NP_001777.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P06493
Poids moléculaire de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace