


Anticorps Monoclonal Lapin Phospho-Cdk1/2-T14 Pour Wb, Elisa - P06493 / P24941

Numéro d'article: CM0000875



Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin Phospho-Cdk1/2-T14 validé pour WB et ELISA ; détecte le T14 phosphorylé des CDK1 et CDK2 humaines, réagit de manière croisée avec la souris et le rat ; convient aux études du cycle cellulaire et de la mitose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin Phospho-Cdk1/2-T14
Remarques/Alias	CDC2; CDC28A; P34CDC2; Phospho-Cdk1/2-T14
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	983 / 1017
ID de gène	983 / 1017
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour du T14 de la CDK1 humaine (P06493) / CDK2
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P06493 / P24941
Poids de la protéine	34kDa
Expédition	Sac de glace