


Phospho-Cdk1/2/3-T14 Mab Lapin - P06493/P24941/Q00526

Numéro d'article: CM0001545



Introduction

Anticorps monoclonal lapin Phospho-CDK1/2/3-T14 validé pour WB et ELISA. Détecte la CDK1/2/3 humaine, de souris et de rat phosphorylée au niveau du T14. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et la mitose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-CDK1/2/3-T14 mAb lapin
Remarques / Alias	CDC2; CDC28A; P34CDC2; Phospho-CDK1/2/3-T14
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	983/1017/1018
GeneID	983/1017/1018
Immunogène	Peptide synthétique Peptide phosphorylé synthétique autour du T14 de CDK1/2/3 humaine CDK1 (P06493).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P06493/P24941/Q00526
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace