


Mab De Lapin Anti-Phospho-Cdk2-Y15 Pour Wb, Elisa - P24941

Numéro d'article: CM0000883



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin phospho-spécifique ciblant la CDK2 humaine phosphorylée sur la Tyr15. Validé pour WB et ELISA, réactif avec l'humain et la souris. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Phospho-CDK2-Y15
Remarques/Alias	CDKN2; p33(CDK2); Phospho-CDK2-Y15
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1017
GeneID	1017
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour de la Y15 de la CDK2 humaine (NP_001789.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P24941
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace