


Phospho-Cdk6-Y13 Pab De Lapin - Q00534

Numéro d'article: CM0001833



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-CDK6-Y13 pour WB, IF/ICC, ELISA. Détecte la phosphorylation Y13 de la CDK6 humaine ; réaction croisée avec la souris. Adapté à la recherche sur le cycle cellulaire et la différenciation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-CDK6-Y13 pAb de lapin
Remarques / Alias	MCPH12 ; PLSTIRE ; Phospho-CDK6-Y13
Espèce	Humain
ID du gène	1021
Immunogène	Peptide synthétique : peptide phosphorylé synthétique autour du résidu Y13 de la CDK6 humaine (NP_001250.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q00534
Poids de la protéine	37 kDa
Expédition	Sachet de glace