


Phospho-Cdk6-Y24 Pac Lapin Pour Wb/If/Icc - Q00534

Numéro d'article: CM0000413



Introduction

Le pAc Lapin anti-Phospho-CDK6-Y24 détecte le CDK6 humain phosphorylé sur la Tyr24. Convient pour WB, IF/ICC. Validé sur l'homme, la souris. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire, la différenciation et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-CDK6-Y24 pAc Lapin
Remarques/Alias	MCPH12; PLSTIRE; Phospho-CDK6-Y24
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1021
GeneID	1021
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide spécifique de la phosphorylation correspondant aux résidus entourant le Y24 du CDK6 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IF/ICC
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q00534
Poids de la protéine	37kDa
Expédition	Sac de glace