


Phospho-Cdkn1B/P27Kip1-T187 Lapin Pab Pour Wb - P46527

Numéro d'article: CM0001583



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant CDKN1B/p27KIP1 phosphorylé sur T187 ; validé pour le Western blot sur des échantillons humains. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et les suppresseurs de tumeurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-CDKN1B/p27KIP1-T187 Lapin pAb
Remarques/Alias	KIP1 ; MEN4 ; CDKN4 ; MEN1B ; P27KIP1 ; Phospho-CDKN1B/p27KIP1-T187
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1027
GeneID	1027
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide phospho-spécifique correspondant aux résidus entourant T187 du CDKN1B/p27KIP1 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P46527
Poids protéique	22 kDa
Expédition	Sac de glace