

Anticorps Monoclonal Lapin Phospho-Cebpb (T235) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P17676

Numéro d'article: CM0000775



Introduction

Anticorps monoclonal lapin Phospho-CEBPB (T235) validé pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte le CEBPB humain, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la régulation transcriptionnelle, la réponse immunitaire et l'adipogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-CEBPB-T235 Rabbit mAb
Remarques / Alias	TCF5; IL6DBP; NF-IL6; C/EBP-beta
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	1051
ID du gène	1051
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour de T235 du CEBPB humain (NP_005185.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17676
Poids de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac de glace