

Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-C/Ebpb-T235 Pour Wb, Elisa - P17676

Numéro d'article: CM0000676



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-C/EBPB-T235 validé pour WB et ELISA. Reconnaît le C/EBPB humain et de souris phosphorylé en T235, un facteur de transcription clé dans la réponse immunitaire et l'adipogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-C/EBPB-T235 Lapin pAb
Remarques/Alias	TCF5; IL6DBP; NF-IL6; C/EBP-beta; Phospho-C/EBPB-T235
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	1051
ID de Gène	1051
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour du T235 du C/EBPB humain (NP_005185.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P17676
Poids Protéique	36kDa
Expédition	Sac de glace