


## Phospho-Cfl1-S3 Pac Lapin Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P23528

Numéro d'article: CM0000502



### Introduction

Le pAc Lapin Phospho-CFL1-S3 détecte la cofiline-1 endogène phosphorylée sur Ser3 chez l'humain, la souris et le rat. Convient pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Un outil IVD fiable pour l'étude de la dynamique de l'actine et de la régulation du cytosquelette.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | Phospho-CFL1-S3 pAc Lapin                                                                           |
| Remarques/Alias      | CFL; cofilin; HEL-S-15; Phospho-CFL1-S3                                                             |
| Espèce               | Humain                                                                                              |
| GeneID (Humain)      | 1072                                                                                                |
| GeneID               | 1072                                                                                                |
| Immunogène           | Peptide synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour de S3 de CFL1 humain (NP_005498.1). |
| Source               | Lapin                                                                                               |
| Catégorie            | Anticorps phosphorylés                                                                              |
| Application          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                            |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                 |
| SWISS                | P23528                                                                                              |
| Poids de la protéine | 19kDa                                                                                               |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                        |