

Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Cgas (S420) Pour Wb Et Elisa - Q8C6L5

Numéro d'article: CM0000665



Introduction

Le Phospho-CGAS-S420 Rabbit pAb détecte la CGAS phosphorylée au niveau de la sérine 420 dans des échantillons de souris, d'humain et de rat. Validé pour WB et ELISA. Idéal pour la recherche sur l'immunité innée, la voie cGAS-STING et la détection de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Phospho-CGAS-S420 Rabbit pAb
Remarques / Alias	Mb21d1 ; E330016A19Rik ; Phospho-CGAS-S420
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	115004
GeneID	214763
Immunogène	Peptide synthétique : Peptide phosphorylé synthétique autour du S420 de la CGAS de souris (NP_775562.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q8C6L5
Poids de la protéine	58 kDa
Expédition	Sac de glace