


Phospho-Chk1-S280 Lapin Pab - 014757

Numéro d'article: CM0000542



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phosphorylation-spécifique ciblant le Ser280 de Chk1 humain (CHEK1) pour WB, IHC-P, ELISA. Validé sur humain, souris, rat. Idéal pour la recherche sur les dommages à l'ADN et les points de contrôle du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-Chk1-S280 Lapin pAb
Remarques/Alias	CHK1; Phospho-Chk1-S280
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1111
ID de gène	1111
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide phosphorylé synthétique autour du S280 de Chk1 humain (NP_001265.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14757
Poids de la protéine	54kDa
Expédition	Sac de glace