


Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Chk1-S317 (Wb, Elisa) - O14757

Numéro d'article: CM0000628



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin hautement spécifique reconnaissant les niveaux endogènes de Chk1 phosphorylée sur Ser317. Validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA sur échantillons humains. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et les dommages à l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du Produit	Anticorps Polyclonal de Lapin Phospho-Chk1-S317
Remarques/Alias	CHK1 ; Phospho-Chk1-S317
Espèce	Humain
Identifiant du Gène (Humain)	1111
Identifiant du Gène	1111
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de S317 de la Chk1 humaine (NP_001265.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phospho-Spécifiques
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	O14757
Poids Moléculaire de la Protéine	54 kDa
Expédition	Sac de glace