


Phospho-Chk1-S345 Rabbit Mab Pour Wb, Elisa - O14757

Numéro d'article: CM0000505



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin détectant le Chk1 phosphorylé endogène à Ser345, validé pour le western blot et l'ELISA avec une réactivité croisée humaine et souris, ciblant la kinase clé du point de contrôle du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-Chk1-S345 Rabbit mAb
Remarques/Alias	CHK1; Phospho-Chk1-S345
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1111
GeneID	1111
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour du S345 du Phospho-Chk1-S345 humain (NP_001107593.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O14757
Poids de la protéine	54kDa
Expédition	Sac de glace