

Phospho-Chk2-S516 Lapin Pab - 096017

Numéro d'article: CM0001269



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin détectant les niveaux endogènes de Chk2 uniquement lorsqu'il est phosphorylé sur Ser516. Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée pour l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la réponse aux dommages à l'ADN et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-Chk2-S516 Lapin pAb
Remarques/Alias	CDS1; CHK2; LFS2; RAD53; hCds1; HuCds1; PP1425; Phospho-Chk2-S516
Espèce	Humain
GeneID	11200
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S516 de Chk2 humain (NP_009125.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O96017
Poids de la protéine	61kDa
Expédition	Sac de glace