


Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Connexine 43-S368 Pour Ihc-P, Elisa - P17302

Numéro d'article: CM0001217



Introduction

pAb de lapin phospho-spécifique ciblant la connexine-43 humaine phosphorylée au niveau de Ser368. Validé pour IHC-P et ELISA ; réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les jonctions communicantes, le cœur et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Phospho-Connexine 43-S368 de lapin
Remarques / Alias	HSS; CMDR; CX43; EKVP; GJAL; ODDD; AVSD3; EKVP3; HLHS1; PPKCA; Phospho-Connexin 43-S368
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2697
GeneID	2697
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour du S368 de GJA1 humain (NP_000156.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P17302
Poids de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace