

Phospho-Creb1-S129 Pab De Lapin - P16220-1

Numéro d'article: CM0001507

Introduction

Le phospho-CREB1-S129 pAb de lapin détecte spécifiquement CREB1 phosphorylé au niveau du Ser129 dans des échantillons humains et de rat. Validé pour WB et ELISA, cet anticorps soutient les études de transduction du signal et de régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-CREB1-S129 pAb de lapin
Remarques / Alias	CREB ; CREB-1 ; Phospho-CREB1-S129
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	1385
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour du S129 de CREB1 humain
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P16220-1
Poids de la protéine	36 KDa
Expédition	Sac isotherme