

Pab De Lapin Phospho-Creb1-S133 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16220

Numéro d'article: CM0001280



Introduction

Le pAb de lapin Phospho-CREB1-S133 détecte le CREB1 phosphorylé au niveau du Ser133 chez l'homme, la souris et le rat. Adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA, il permet la recherche sur la transcription et la signalisation de l'AMPC.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin Phospho-CREB1-S133
Remarques / Alias	CREB ; CREB-1 ; Phospho-CREB1-S133
Espèce	Humain
Identifiant génétique (Humain)	1385
Identifiant génétique	1385
Immunogène	Peptide synthétique ; peptide phosphorylé synthétique autour du site S133 du CREB1 humain (NP_604391.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P16220
Poids de la protéine	35 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant