

Pab De Lapin Anti-Phospho-Creb1-S142 Pour Wb - P16220

Numéro d'article: CM0000674



Introduction

Le pAb de lapin anti-Phospho-CREB1-S142 détecte spécifiquement la CREB1 phosphorylée sur la Ser142 par Western blot. Validé sur des échantillons humains, murins et de rat, il soutient la recherche sur la régulation de la transcription, la biologie circadienne et la différenciation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Phospho-CREB1-S142
Remarques/Alias	CREB ; CREB-1 ; Phospho-CREB1-S142
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1385
Identifiant du gène	1385
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide phospho-spécifique correspondant aux résidus entourant la S142 de la CREB1 humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P16220
Poids moléculaire de la protéine	35 kDa
Expédition	Sac de glace