


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Crk P38-Y221 Pour Wb, Elisa - P46108

Numéro d'article: CM0001059



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin phospho-spécifique dirigé contre Crk p38 au niveau de Y221. Validé pour WB et ELISA, réactivité croisée humaine. Convient pour l'étude de l'adhésion cellulaire, de la migration et des voies de signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-Phospho-Crk p38-Y221
Remarques/Alias	p38 ; CRKII
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1398
GeneID	1398
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y221 du Crk p38 humain (NP_058431.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P46108
Poids moléculaire protéique	34 kDa
Expédition	Sac de glace