


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Cycline D1 (T286) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P24385

Numéro d'article: CM0001049



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la cycline D1 humaine phosphorylée en T286, validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la transition G1/S et de l'oncogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-Phospho-Cycline D1-T286
Remarques/Alias	BCL1; PRAD1; U21B31; D11S287E; Phospho-Cycline D1-T286
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	595
GeneID	595
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique situé autour du résidu T286 de la cycline D1 humaine (NP_444284.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P24385
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace