

Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Cycline E1-T395 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P24864

Numéro d'article: CM0000776



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant la Cycline E1 phosphorylée sur T395. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Anticorps pAb de Lapin Phospho-Cycline E1-T395
Remarques/Alias	CCNE ; pCCNE1 ; Phospho-Cycline E1-T395
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	898
GeneID	898
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de T395 de la Cycline E1 humaine (NP_001229.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P24864
Poids Moléculaire de la Protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace