


Phospho-Dna-Pkcs-S2056 Lapin Pab Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P78527

Numéro d'article: CM0001805



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin reconnaissant spécifiquement la Phospho-DNA-PKcs humaine (S2056). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Convient pour la recherche sur la signalisation des dommages et de la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-DNA-PKcs-S2056 Lapin pAb
Remarques/Alias	HYRC ; p350 ; DNAPK ; DNP1 ; HYRC1 ; IMD26 ; XRCC7 ; DNAPKc ; DNA-PKC ; DNA-PKcs ; Phospho-DNA-PKcs-S2056
Espèce	Humain
GeneID	5591
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour de S2056 de la DNA-PKcs humaine (NP_008835.5)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P78527
Poids moléculaire de la protéine	469 kDa
Expédition	Sac de glace