

Phospho-Dok2-Y299 Rabbit Pab - O60496

Numéro d'article: CM0001560



Introduction

Le Phospho-DOK2-Y299 Rabbit pAb détecte spécifiquement le DOK2 humain phosphorylé sur la tyrosine 299. Validé pour les applications de Western blot et d'immunofluorescence, cet anticorps est essentiel pour l'étude des voies de signalisation des cytokines et des facteurs de croissance.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-DOK2-Y299 Rabbit pAb
Remarques/Alias	p56DOK; p56dok-2; Phospho-DOK2-Y299
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	9046
ID de gène	9046
Immunogène	Un peptide spécifique phosphorylé correspondant aux résidus entourant le Y299 du DOK2 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IF/ICC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O60496
Poids de la protéine	45kDa
Expédition	Sac de glace