


Mab De Lapin Anti-Phospho-Drp1-S616 - O00429

Numéro d'article: CM0001350



Introduction

mAb de lapin anti-Phospho-DRP1-S616 adapté aux applications WB, IP, ELISA, qui détecte les niveaux endogènes de DRP1 uniquement lorsqu'il est phosphorylé au niveau du résidu S616 dans des échantillons humains, de souris et de rat. Convient à la recherche sur la dynamique mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Phospho-DRP1-S616
Remarques / Alias	DLP1; DRP1; DVLP; EMPF; OPA5; EMPF1; DYMPLE; HDYNIV
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	10059
GeneID	10059
Immunogène	Peptide synthétique Peptide phosphorylé synthétique correspondant à la région S616 de la protéine DRP1 humaine (NP_036192.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O00429
Poids de la protéine	82 kDa
Expédition	Sac de glace