

Pab De Lapin Anti-Phospho-E-Cadhérine-S838/S840 - P12830

Numéro d'article: CM0001081



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de l'E-cadhérine humaine phosphorylée au niveau des résidus S838/S840. Validé pour WB et ELISA. Indispensable pour les études sur l'adhésion cellulaire, la mobilité des cellules épithéliales et la suppression de l'invasivité tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Phospho-E-Cadhérine-S838/S840
Remarques / Alias	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCDS1; CD324; Phospho-E-Cadhérine-S838/S840
Espèce cible	Humaine
Identifiant du gène (humain)	999
Identifiant du gène	999
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour des résidus S838 et S840 de la protéine CDH1 humaine (NP_004351.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P12830
Poids de la protéine	97 kDa
Expédition	Sac de glace