

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Eef2K-S366 Pour Wb, Elisa - 000418

Numéro d'article: CM0001932



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique du phosphate ciblant EEF2K sur la Ser366. Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la régulation de la traduction et les voies de signalisation des kinases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-EEF2K-S366 Lapin pAb
Remarques/Alias	eEF-2K; CaMKIII; HSU93850; Phospho-EEF2K-S366
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	29904
GeneID	29904
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S366 de l'EEF2K humaine (NP_037434.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O00418
Poids Protéique	82kDa
Expédition	Sac de glace