

Anticorps De Lapin Pab Phospho-Egfr-Y1045 Pour Wb, Elisa - P00533

Numéro d'article: CM0001631



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique EGFR-Y1045 validé pour WB et ELISA. Détecte l'EGFR humain phosphorylé sur Tyr1045, un résidu clé dans la transduction du signal. Idéal pour l'étude des voies de signalisation de l'EGFR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-EGFR-Y1045 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1045
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1956
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y1045 de l'EGFR humain (NP_005219.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P00533
Poids de la protéine	134kDa
Expédition	Sac de glace