

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Egfr-Y1068 Pour Wb, Ip, Elisa - P00533

Numéro d'article: CM0001266



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant l'EGFR phosphorylé sur Y1068. Adapté pour le WB, l'IP, l'ELISA, avec réactivité croisée chez l'homme et la souris. Idéal pour étudier les voies de signalisation de l'EGFR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-Phospho-EGFR-Y1068
Remarques/Alias	ERBB ; ERRP ; HER1 ; mENA ; ERBB1 ; PIG61 ; NISBD2 ; Phospho-EGFR-Y1068
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1956
Identifiant du gène	1956
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y1068 de l'EGFR humain (NP_005219.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P00533
Poids moléculaire de la protéine	134 kDa
Expédition	Sac de glace