

Pab Lapin Phospho-Egfr-Y1086 Pour Wb, Elisa - P00533

Numéro d'article: CM0001252



Introduction

Le pAb lapin Phospho-EGFR-Y1086 est un anticorps polyclonal de lapin ciblant l'EGFR humain phosphorylé sur la tyrosine 1086. Validé pour WB et ELISA, il détecte le récepteur tyrosine kinase de 134 kDa, soutenant la recherche sur les voies de signalisation induites par l'EGFR et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb lapin Phospho-EGFR-Y1086
Remarques/Alias	ERBB ; ERBP ; HER1 ; mENA ; ERBB1 ; PIG61 ; NISBD2 ; Phospho-EGFR-Y1086
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1956
GeneID	1956
Immunogène	Peptide synthétique : peptide phosphorylé synthétique autour de Y1086 de l'EGFR humain (NP_005219.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P00533
Poids de la protéine	134 kDa
Expédition	Sac de glace