

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Egfr (Y1148) Pour Wb, Elisa - P00533

Numéro d'article: CM0001955



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Phospho-EGFR-Y1148 validé pour WB et ELISA. Détecte l'EGFR humain phosphorylé sur la tyrosine 1148, permettant l'étude des voies de signalisation de l'EGFR et de l'activation du récepteur.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-EGFR-Y1148 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1148
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1956
GeneID	1956
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y1148 de l'EGFR humain (NP_005219.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P00533
Poids moléculaire	134kDa
Expédition	Sac de glace