


Phospho-Egfr-Y1197 Lapin Pab Pour Wb - P00533

Numéro d'article: CM0001979



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin Phospho-EGFR-Y1197 détecte l'EGFR humain phosphorylé sur la tyrosine 1197 en Western blot. Idéal pour l'étude de la signalisation EGFR, la recherche sur le cancer et les mécanismes de résistance aux médicaments.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-EGFR-Y1197 Lapin pAb
Remarques/Alias	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1197
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1956
Immunogène	Un peptide phospho-spécifique correspondant aux résidus entourant le Y1197 de l'EGFR humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P00533
Poids de la protéine	134kDa
Expédition	Sac de glace