


Pab De Lapin Phospho-Egfr-Y845 Pour Wb Et Elisa - P00533

Numéro d'article: CM0000560



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la tyrosine 845 phosphorylée de l'EGFR humain, adapté pour Western blot et ELISA. Idéal pour les études sur la signalisation EGFR, l'activité kinase et la biologie du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin Phospho-EGFR-Y845
Remarques / Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y845
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1956
GeneID	1956
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour de Y845 de l'EGFR humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réaction croisée	Humain
SWISS	P00533
Poids de la protéine	134kDa
Expédition	Sac de glace